

ADSEAL™



PREPARAT DO USZCZELNIANIA KANAŁU KORZENIOWEGO

ADSEAL TO NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI ŻYWICZNY
PREPARAT DO USZCZELNIANIA KANAŁU
KORZENIOWEGO

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA ADSEALU

ADSEAL to preparat do uszczelniania kanału korzeniowego oparty na żywicy epoksydowej, wstrzykiwany jako rodzaj podwójnej pasty. Posiada zadziwiające właściwości chemiczne i fizyczne, włączając w to bardzo mocne właściwości wypełniające i biokompatybilność.

ADSEAL spełnia wymagania ISO6876: 1986 (E) dla preparatów stomatologicznych uszczelniających kanał korzeniowy.

SKŁAD

Baza

Epoksydowa żywica oligomeryczna
Salicylan glikolu etylenowego
Fosforan wapnia
Podwęglan bizmutu
Tlenek wapnia

Katalizator

Aminian benzoesu
Trietyloamina
Fosforan wapnia
Podwęglan bizmutu
Tlenek cyrkonu
Tlenek wapnia

CHARAKTERYSTYKA

Podczas korzystania z ADSEALU w połączeniu z ćwiekami gutaperkowymi substancja wykazuje następujące właściwości:

1. Łatwość mieszania poprzez połączenie past
2. Zdolność do hermetycznego uszczelnienia
3. Nie barwi zębów
4. nierozpuszczalna w płynach tkankowych
5. Wyjątkowa biokompatybilność
6. Dobra nieprzepuszczalność dla promieni rentgena
7. Czas pracy wynosi 35 minut w 23°C (73°F)
8. Czas wiązania 45 minut w 37°C (99°F)

WSKAZANIA

Stałe wypełnienie kanału korzeniowego w połączeniu z ćwiekami

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na żywicę epoksydową lub na inny składnik preparatu, lub też alergia na materiał wypełniający

MIESZANIE

Wymieszać automatycznie z jednostek objętościowych (w stosunku 2:1) Bazy i Katalizatora na podkładce używając szpatułki przez 15 – 20 sekund lub do uzyskania homogenicznej konsystencji.

ZASTOSOWANIE

Ścianki kanału muszą być czyste. ADSEAL powinien zostać wprowadzony do kanału za pomocą albo spirali lentulo albo ćwieków (gutaperkowych, srebrnych lub tytanicznych ćwieków korzeniowo-kanałowych).

W celu uniknięcia tworzenia się pęcherzyków powietrza w substancji i przepełnienia kanału, spiralę należy wprowadzać do wierzchołka korzenia zębą bardzo powoli, z bardzo małą prędkością. Następnie należy bardzo powoli wyciągnąć spiralę, wciąż z małą prędkością.

Zanurzyć zdezynfekowany i czysty główny ćwiek w ADSEALU i ruchami pompującymi powoli wprowadzić go w kanał.

ADSEAL jest produktem endodontycznym mającym zastosowanie w każdym gabinecie zabiegowym. Może zostać użyty wraz z każdym sprzętem i z najnowszymi technikami uszczelniania kanału korzeniowego. Nadaje się do metody jednowiekowej, termoplastycznej i do wszystkich technik kondensacyjnych.

USUWANIE WYPEŁNIENIA KANAŁU KORZENIOWEGO

Jeśli ADSEAL użyty jest w połączeniu z ćwiekami gutaperkowymi, wypełnienie kanału korzeniowego może być usunięte za pomocą konwencjonalnych technik usuwania gutaperków.

OSTRZEŻENIE

ADSEAL zawiera żywicę epoksydową lub aminy, które mogą spowodować uczulenie u osób nadwrażliwych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- nie używać ADSEALU u alergików
- tylko do użytku stomatologicznego
- trzymać z daleka od dzieci

CZYSZCZENIE INSTRUMENTÓW

Instrumenty powinny być czyszczone natychmiast po użyciu, za pomocą alkoholu

EFEKTY UBOCZNE

Brak znanych efektów ubocznych, w rzadkich przypadkach mogą wystąpić alergie kontaktowe

PRZECHOWYWANIE I UŻYCIE

- szczelnie zamykać końcówkę strzykawki
- przechowywać w temperaturze 18°C ~ 24°C (64°F ~ 75°F)
- chronić przed promieniami UV

DATA WAŻNOŚCI

2 lata
Nie przekraczać daty ważności

ZAWARTOŚĆ

- 13,5g ADSEALU w dwóch tubkach (Baza 9g, Katalizator 4,5g)
- Podkładka
- Szpatułka
- Wskazówki użycia ADSEALU
- Wymiary : 200 x 80 x 41 mm

Symbole

- : UŻYTE PRZEZ  : KOD BATCH
- : Uwaga, zob. instrukcję użytkowania
- : PRODUCENT



Wyprodukowano przez Meta Biomed Co., Ltd.

PRODUCENT

#414-12, Mochoong-Dong, Cheongju City Choong
Chong Buk-Do 361-160, Korea

Tel.: +82-43-271-8132

Fax.: +82-43-271-8133

Strona internetowa : <http://www.meta-biomed.com>

e-mail : info@meta-biomed.com

Odwołanie

S.Park, S. Lim. Cytotoxicity and Antibacterial Property of a
New Resin-Based Sealer. J Endodon; 2002; 28:262

J. Lee, Y.Lim, K. Bae. Biocompatibility of Two Newly-
Developed Resin based Root Canal Sealer. J Endodon;
2002; 28:263